

VERBRAUCHSMATERIALIEN

für Gasanalysatoren OXYBABY® / PA / MAPY / MFA



Ihr WITT-Gasanalysator ist aus robusten Materialien gefertigt und benötigt sehr wenig Wartungsaufwand. In der täglichen Arbeit gibt es aber auch hier einen natürlichen Verschleiß. Um sicher zu gehen, dass Ersatzmaterialien optimal mit Ihrem WITT-Gerät harmonisieren, empfehlen wir die Verwendung von Original WITT-Ersatzteilen. Günstig, schnell und zuverlässig.

Für alle OXYBABY®, PA-, MAPY- und MFA- Modelle geeignet.



O₂ Sensor

Besonders lange Lebensdauer (ca. 2 Jahre in Luft). Kann vom Kunden selbst ersetzt werden.



Filter



Nadel



Dichtungsplättchen zum Abdichten der Einstichstelle an der Packung

Packung à 500 Stk



Schlauch mit Luer-Lok-Verbindung zum Einsatz des OXYBABY® als stationäres Gerät (als Tischgerät, mit Can-Piercer oder mit Aquacheck)

