

## MATERIALI CONSUMABILI

### per analizzatore di gas OXYBABY® / PA / MAPY / MFA



Il vostro Analizzatore di WITT è realizzato in materiale robusto e necessita di pochissima manutenzione ma esiste una usura naturale con l'uso quotidiano. Per assicurarsi che i materiali di sostituzione si armonizzino perfettamente con il tuo dispositivo WITT si consigliano parti di ricambio originali WITT. Convenienti, veloci e affidabili.

Idoneo per tutti i modelli di OXYBABY®, PA, MAPY e MFA.



#### sensore O<sub>2</sub>

Durata particolarmente lunga (circa. 2 anni in aria). Può essere sostituito direttamente.



#### filtro



#### ago



#### Spugnette per analisi a campione sulla confezione

Pacchetto a 500 pezzi



**Tubo flessibile con attacco Luer-Lok** per l'utilizzo dell'OXYBABY® come dispositivo fisso (tabella versione top, con Can-Piercer o con Aquacheck)

