

ACCESORIOS OXYBABY®

Para botellas, latas y envases muy pequeños



OXYBABY® Can-Piercer

El OXYBABY® Can-Piercer es imprescindible para el análisis del espacio de cabeza de botellas y latas.

La fijación segura y el manejo sencillo garantizan controles de calidad óptimos, apto para botellas y latas con cierres o tapones de metal o plástico.

El Can-Piercer es ajustable hasta una altura máxima de las botellas o latas de 390 mm. La protección de aguja integrada y las agujas resistentes evitan roturas de las agujas.

Material: acero

Peso: 7,5 kg (sin OXYBABY®)

Dimensiones (AxAxF): 585 x 155 x 235 mm (sin OXYBABY®)

Apto para OXYBABY® M+ y OXYBABY® 6.0.



OXYBABY® Aquacheck

El OXYBABY® Aquacheck es ideal para la toma de muestras de envases muy pequeños con menos de 2 ml de volumen de gas de medición.

El volumen de gas de dos o más envases se recoge bajo agua para su análisis posterior con el OXYBABY®.

Material: acero inoxidable

El OXYBABY® Aquacheck está disponible con o sin recipiente de agua.

Apto para OXYBABY® M+ y OXYBABY® 6.0.

Otras versiones y opciones, así como accesorios a petición.

ACCESORIOS OXYBABY®

Para botellas, latas y envases muy pequeños



Can-Piercer: Ejemplos de aplicación

| Ref-Nº | Longitud de la aguja en mm | Altura de botella y lata | Soporte de botella | Sobrepresión | Regulador de presión con válvula de bola y manómetro 0,1 - 0,7 bar | Módulo de calibración + regulador de caudal * | Manómetro 0 - 6 bar | Posibilidad de retrofit | Aplicación | Equipo |
|-----------|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|--|---|---------------------|-------------------------|--|--|
| 590000156 | 5,5 mm | 270 mm | | x <1 bar(g) | | | | x | Latas (sin gas / sin sobrepresión) p.ej. zumo | OXYBABY® |
| 590000165 | 8,5 mm | 270 mm | x | x >1 bar(g) | | | | x | Botellas, latas (con gas / con sobrepresión) p.ej. refrescos, agua mineral | OXYBABY® |
| 590000166 | 8,5 mm | 390 mm | x | x >1 bar(g) | | | | x | Botellas, latas (con gas / con sobrepresión) p.ej. refrescos, agua mineral | OXYBABY® |
| 590000325 | 18,5 mm | 390 mm | x | x >1 bar(g) | | | | x | Botellas, latas (con gas / con sobrepresión) p.ej. refrescos, agua mineral | OXYBABY® |
| 590000341 | 5,5 mm | 390 mm | x | 0 - 4 bar | | | x | x | Botellas, latas | Sin conexión OXYBABY® únicamente medición de presión |

*Para no dañar el OXYBABY® (sobrepresión demasiada alta, caudal demasiado alto), se tiene que conectar el módulo de calibración entre el gas de calibración / gas cero y el OXYBABY®. Para resultados óptimos se ajusta una presión de 0,5 bar y un caudal de aproximadamente 100 ml/min.

Atención:

La versión adecuada del Can-Piercer requerido depende de

- el tipo de líquido a analizar,
- la sobrepresión existente en las botellas y latas,
- el volumen del espacio de cabeza de las botellas y latas,
- el espesor del tapón / de la lata

Nuestras recomendaciones:

| Caso | Aplicación | Ejemplo | Recomendación |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Bebidas gaseosas | Agua con gas, refrescos, cerveza etc. | 590000165, 590000166 ó 590000325 |
| 2 | Bebidas sin gas | Zumos, vino, aguas de sabores etc. | 590000156 |
| 3 | Únicamente medición de presión | De la lata o botella | 590000341 |

Componentes retrofit, repuestos:

| | |
|--|-----------|
| Soporte de la botella | 956721800 |
| Extensión de tubo para Can-Piercer | 802128600 |
| Can-Piercer soporte (aguja 18,5 mm) | 956864800 |
| Can-Piercer soporte (aguja 8,5 mm) | 956722000 |
| Can-Piercer soporte (aguja 5,5 mm) | 956674900 |
| Can-Piercer soporte (medición presión) | 956883600 |
| Conexión aguja con filtro y válvula antirretorno | 956721700 |
| Tubo | 800707500 |
| Luer-Lock con conexión hembra | 800420800 |